



Odvzem in transport vzorcev za MOLEKULARNE PREISKAVE
P-3-SN-III-NLZOH-CMM-08

MENINGITIS IN ENCEFALITIS						
Preiskava*	Vrsta vzorca	Trajanje preiskave**	Embalaza/Količina vzorca	Način odvzema	Posebnosti	Optimalni čas/Temp. (maksimalni čas)
Bakterijske okužbe CŽS Virusne okužbe CŽS <i>Cryptococcus neoformans</i>	likvor	≤ 3 ure	sterilna epruveta (brez dodatkov) ali sterilna posodica / >1 ml	Vzorec odvzame zdravnik aseptično z igelno punkcijo ali biopsijo.		<15 min / hladilnik Čim prej pošljemo v mikrobiološki laboratorij.

* Testiran nabor povzročiteljev je odvisen od izbrane preiskave. Glejte seznam preiskav ali se posvetujte z laboratorijem.

** Glede trajanja preiskave na viruse KME, EBV in enterovirus se posvetujte z laboratorijem.