



Odvzem in transport vzorcev za MOLEKULARNE PREISKAVE  
P-3-SN-III-NLZOH-CMM-08

OKUŽBE PREBAVIL						
Preiskava*	Vrsta vzorca	Trajanje preiskave	Embalaza/Količina vzorca	Način odvzema	Posebnosti	Optimalni čas/Temp. (maksimalni čas)
Bakterijske okužbe prebavil Virusne okužbe prebavil Parazitne okužbe prebavil <i>Clostridium difficile</i> (geni toksinov A/B)	tekoče/mehko ali krvavo blato	1-3 dni	čista posodica/> 1 mL in največ 1/3 posodice.	Bolnik naj odvaja v čisto, suho (nočno ali posebno) posodo. Blato (tudi kri in sluz) nato prenesemo v posodico za blato z žličko, ki je v posodici. Blato ne sme vsebovati ostankov čistil ali razkužil in ne sme biti kontaminirano z urinom. Blato lahko zajamemo iz plenice. Plenice ne pošiljamo.	Odvzamemo čim prej po pojavu bolezni. Kadar gre za sum na okužbo s <i>Salmonella Typhi</i> , <i>S. Paratyphi</i> , verotoksigeno <i>E. coli</i> (klinična slika HUS) ali botulizem, je treba laboratorij opozoriti zaradi zagotavljanja posebnih ukrepov za varnost zaposlenih v laboratoriju!	≤ 72 ur/hladilnik

\*Testiran nabor povzročiteljev je odvisen od izbrane preiskave. Glejte seznam preiskav ali se posvetujte z laboratorijem.

Sobna temperatura je definirana kot: 15-25 °C (European Pharmacopoeia)

Temperatura hladilnika je definirana kot: 2-8 °C (European Pharmacopoeia)